



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Leere Box für Pipettenspitzen Qualitix®inkl. leeres Rack für Tipfill Nachfüll- System 1000µL

30,78 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Autoklavierbare Box mit Scharnier/Klappdeckel

Leicht abgerundete Ecken und der ergonomische Schnappverschluss verhindern das Hängenbleiben mit Handschuhen. Der transparente Deckel ermöglicht sofortige Sicht auf den Inhalt. Leere Racks können mit dem tipfill™-System nachgefüllt werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0450
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-8439
EAN	4058072369637
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (blau)
steril	Nein
Boxen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
geeignet für	Pipettenspitzen (Trays und Racks)

