



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® neMultibox rot, PP, hohe Form, für alle MultiTray Spitzen bis zu 1.200 µl

9,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Pipettenspitzenhandling leicht gemacht!

Die praktische neoMultibox plus sorgt für eine erhebliche Reduzierung der Abfallmenge in Ihrem Labor.

Zur Entnahme der Spitzen lässt sich der staubdichte Deckel der neoMultibox plus aufklappen, beliebig weit aufschieben oder ganz abnehmen.

Die Box aus PP ist bei 121°C (20 Min.) mehrfach autoklavierbar.

Zubehör für neoMultiTray Pipettenspitzen (Best.-Nr. 7-3041 bis 7-3043)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-3044
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072112684
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	rot
Material	Polypropylen (PP)
Boxen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
Breite	95 mm
Höhe	80 mm
Länge	126 mm
Tiefe	126 mm
geeignet für	Pipettenspitzen (Trays und Racks)

