



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Sterilisationsbox Sterisafe DURO A8, 90 x 90 x 55 mm

72,96 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Wartungs- und dichtungsfreier Sterilisiercontainer aus Vollkunststoff, geeignet für die Dampf-, Gas- (EO, FO) und Plasmasterilisation.

- Lebensdauer weit über 2000 Zyklen
- hoch belastbar, schlagzäh, formstabil
- aus Hochleistungs-Kunststoff
- temperaturbeständig bis 138°C
- transluzentes Material, anthrazitl
- mit Spannverschluss
- manuelle oder maschinelle Aufbereitung (pH-Wert >10)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1340
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072083700
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	90 mm
Höhe	55 mm
Länge	90 mm
Tiefe	90 mm
TBST MAX	138 °C

