



neolab® Biohazard Kühltasche, 16 L

Artikelbilder



Beschreibung

Die **Biohazard Kühltaschen** sind für den Transport von biologischem Material der Kategorie B (UN3373, ADR 2013 / P650) bestens geeignet. Die, dank des Polyurethanschaums verstärkte Taschenwand, garantiert eine effektive isotherme Lagerung der gekühlten und erwärmten Proben von -20 ° bis 37 °C. Ebenso sorgt die abnehmbare stabilisierende Wand mit einer Dicke von 3 mm für optimalen Polsterschutz gegen Stöße.

- Mit deutlicher Markierung - UN3373
- Mit Tragegurt
- Im Innenraum mit Taschen für die Lagerung von Kühlpacks und Dokumenten
- In 4 Größen erhältlich

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1392
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072161033
Farbe	Blau Grau
Volumen	16 l
steril	Nein
Boxen Eigenschaften	isolierend
Breite	340 mm
Breite/innen	320 mm
Höhe	260 mm
Höhe innen	250.0 mm
Tiefe	340 mm
Tiefe innen	320 mm
Maße	340 x 250 mm

