



neoLab® Biohazard Kühltasche, 65 L

Artikelbilder



Beschreibung

Die **Biohazard Kühltaschen** sind für den Transport von biologischem Material der Kategorie B (UN3373, ADR 2013 / P650) bestens geeignet. Die, dank des Polyurethanschaums verstärkte Taschenwand, garantiert eine effektive isotherme Lagerung der gekühlten und erwärmten Proben von -20 ° bis 37 °C. Ebenso sorgt die abnehmbare stabilisierende Wand mit einer Dicke von 3 mm für optimalen Polsterschutz gegen Stöße.

- Mit deutlicher Markierung - UN3373
- Mit Tragegurt
- Im Innenraum mit Taschen für die Lagerung von Kühlpacks und Dokumenten
- In 4 Größen erhältlich

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1394
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072161040
Farbe	Blau Grau
Volumen	65 l
steril	Nein
Boxen Eigenschaften	isolierend
Breite	600 mm
Breite/innen	560 mm
Höhe	360 mm
Höhe innen	340.0 mm
Tiefe	600 mm
Tiefe innen	560 mm
Maße	600 x 350 mm

