



## neolab® Isolierbox, faltbar, 39 L

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Praktische und leichte Isolierbox, die man nach dem Gebrauch einfach zusammenklappen kann. Somit ist eine Platzersparnis bis zu 60% gewährleistet.

Der Inhalt kann je nach Anwendung kalt oder warm gelagert und transportiert werden. Optimal geeignet für empfindliche Proben in Labor, Apotheke oder Gastronomie.

**Volumen:** 39 Liter

---

Art.-Nr.	2-1342
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072087340
Farbe	graugelb
Material	Expandiertes Polypropylen (EPP)
Volumen	39 l
Boxen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel isolierend
Breite	600 mm
Breite/innen	560 mm
Form	rechteckig
Höhe	250 mm
Höhe innen	230.0 mm
Länge	400 mm
Tiefe	400 mm
Tiefe innen	360 mm
Länge innen	360 mm
Typ Wanne/ Box	Klappbox



## Zusätzliche Informationen