



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Isolierbox, faltbar, 39 L

35,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Praktische und leichte Isolierbox, die man nach dem Gebrauch einfach zusammenklappen kann.

Somit ist eine Platzersparnis bis zu 60% gewährleistet.

Der Inhalt kann je nach Anwendung kalt oder warm gelagert und transportiert werden.

Optimal geeignet für empfindliche Proben in Labor, Apotheke oder Gastronomie.

Volumen: 39 Liter

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1342
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072087340
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	graugelb
Material	Expandiertes Polypropylen (EPP)
Volumen	39 l
Boxen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel isolierend
Breite	600 mm
Breite/innen	560 mm
Form	rechteckig
Höhe	250 mm
Höhe innen	230.0 mm
Länge	400 mm
Tiefe	400 mm
Tiefe innen	360 mm
Länge innen	360 mm
Typ Wanne/ Box	Klappbox

