




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Klappbox mit Flaschenhalter, 35 l

**36,20 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Sehr stabile Klappbox, belastbar bis 30 kg.

TÜV/GS geprüft. 5 Jahre Garantie.

Mit Flaschenhalter für einen sicheren Transport von 3 Flaschen bis max. 1 l.

Mit Softgriff.

Maße: 500 x 360 x 240 mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	8-1205
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072050399
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	35 l
Boxen Eigenschaften	isolierend
Breite	360 mm
Form	eckig
Höhe	240 mm
Länge	500 mm
Tiefe	500 mm
Typ Wanne/ Box	Klappbox

