



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Transportbehälter 9 l, 560 x 360 x 64 mm

23,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Stapelbarer Lager- und Transportbehälter mit Griffmulden, ohne seitliche Öffnungen.

Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bruchsicher, glatte Oberfläche, physiologisch unbedenklich, lebensmittelbeständig.

Material: Polypropylen (PP)

PP ist autoklavierbar bis 121°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1300
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072055943
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	9 l
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Breite	360 mm
Breite/innen	310 mm
Form	eckig
Höhe	64 mm
Höhe innen	60.0 mm
Länge	560 mm
Tiefe	560 mm
Tiefe innen	510 mm
Länge innen	510 mm
Typ Wanne / Box	Transportwanne / -box Lagerbox

