




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Transportbehälter 10 l, 445 x 345 x 90 mm

**24,10 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Stapelbarer Lager- und Transportbehälter mit Griffmulden, ohne seitliche Öffnungen.

Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bruchsicher, glatte Oberfläche, physiologisch unbedenklich, lebensmittelbeständig.

Material: Polypropylen (PP)

PP ist autoklavierbar bis 121°C.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-1301
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072055950
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	10 l
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar   mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Breite	345 mm
Breite/innen	310 mm
Form	eckig
Höhe	90 mm
Höhe innen	85.0 mm
Länge	445 mm
Tiefe	445 mm
Tiefe innen	410 mm
Länge innen	410 mm
Typ Wanne / Box	Transportwanne / -box   Lagerbox

