



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Transportbehälter 28 l, 660 x 450 x 130 mm

**46,60 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Stapelbarer Lager- und Transportbehälter mit Griffmulden, ohne seitliche Öffnungen.

Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bruchsicher, glatte Oberfläche, physiologisch unbedenklich, lebensmittelbeständig.

Material: HDPE

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-1303
Hersteller (Marke)	neolab
EAN	4058072055974
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	28 l
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar   mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Breite	450 mm
Breite/innen	400 mm
Form	eckig
Höhe	130 mm
Höhe innen	120.0 mm
Länge	660 mm
Tiefe	660 mm
Tiefe innen	600 mm
Länge innen	600 mm
Typ Wanne/ Box	Transportwanne / -box   Lagerbox

