



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Transportbehälter 96 l, 660 x 450 x 410 mm

84,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Stapelbarer Lager- und Transportbehälter mit Griffmulden, ohne seitliche Öffnungen.
Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bruchsicher, glatte Oberfläche, physiologisch unbedenklich, lebensmittelbeständig.

Material: HDPE

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1305
Hersteller (Marke)	neolab
EAN	4058072055998
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	96 l
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Breite	450 mm
Breite/innen	400 mm
Form	eckig
Höhe	410 mm
Höhe innen	400.0 mm
Länge	660 mm
Tiefe	660 mm
Tiefe innen	600 mm
Länge innen	600 mm
Typ Wanne/ Box	Transportwanne / -box Lagerbox

