



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Sicherheits-Transportbox aus PC, transparent/blau

155,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ideal für den Transport biologischer und klinischer Proben sowie Instrumente und Produkte, die unter Testbedingungen sauber und trocken gehalten werden müssen.

Die Klarheit der neoLab Sicherheits-Transportbox ermöglicht es Benutzern, die Stichprobenintegrität sichtbar zu überprüfen, damit sie mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen geöffnet werden können. Alle Boxen sind auslaufsicher, Polycarbonat-Konstruktion. Deckel öffnet bis 180 °.

380 x 196 x 160 mm (LxBxH) Außenmaße

335 x 155 x 135 mm (LxBxH) Innenmaße

Autoklavierbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-2140
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072117276
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (blau)
Material	Polycarbonat (PC)
Breite	196 mm
Höhe	160 mm
Länge	380 mm
Tiefe	380 mm

