



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Sicherheits-Transportbox aus PC, rot

**153,10 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Ideal für den Transport biologischer und klinischer Proben sowie Instrumente und Produkte, die unter Testbedingungen sauber und trocken gehalten werden müssen.

Die Klarheit der neoLab Sicherheits-Transportbox ermöglicht es Benutzern, die Stichprobenintegrität sichtbar zu überprüfen, damit sie mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen geöffnet werden können. Alle Boxen sind auslaufsicher, Polycarbonat-Konstruktion. Deckel öffnet bis 180 °.

380 x 196 x 160 mm (LxBxH) Außenmaße

335 x 155 x 135 mm (LxBxH) Innenmaße

**Autoklavierbar**

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	3-2141
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072118266
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (rot)
Material	Polycarbonat (PC)
Breite	196 mm
Höhe	160 mm
Länge	380 mm
Tiefe	380 mm

