



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



tec-lab® Versandbox aus Aluminium für neolab Kryoversandbehälter CX 100

**605,47 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Versandboxen für Kryoversandbehälter LN2
Aus Aluminium; passend für CX 100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TL-0102
Hersteller (Marke)	tec-lab
alte neoLab ArtikelNr.	C-7551
EAN	4066292348462
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Aluminium
Breite	400 mm
Höhe	620 mm
Länge	400 mm
Tiefe	400 mm
geeignet für	Kryoversandbehälter (LN2)

