



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



tec-lab Versandbox für neolab Kryoversandbehälter CXR 500 aus Aluminium

**743,11 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Versandboxen für Kryoversandbehälter LN2 Best.-Nr. C-7550 Aus Aluminium passend für CXR 500

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TL-0103
Hersteller (Marke)	tec-lab
alte neoLab ArtikelNr.	C-7550
EAN	4058072990794
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Aluminium
Breite	480 mm
Höhe	760 mm
Länge	480 mm
Tiefe	480 mm
geeignet für	Kryoversandbehälter (LN2)

