



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine Aluminium-Pipettenbüchse 65 x 65 mm, 160/250 mm lang

**51,10 €** Ab  
**38,60 €**  
zzgl. MwSt &  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Aluminium-Pipettenbüchsen zum Aufbewahren und Sterilisieren von Glaspipetten.  
Mit Überstülpedeckel.

Zum Schutz der Pipetten sind Boden und Deckel mit hitzebeständigem Silikon (bis +160°C) ausgekleidet.  
Eingearbeitete Rillen erhöhen die Griffigkeit.

**2-2093** ist für kurze und lange Pasteurpipetten.

Material: tiefgezogenes Aluminium  
Grundmaße: ca. 65 x 65 mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-2093
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072059729
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Aluminium
Breite	65 mm
Höhe	65 mm
Länge	160 mm
Tiefe	160 mm
TBST MAX	160 °C

