



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Aluminium-Pipettenbüchse 65 x 65 mm, 320/470 mm lang

60,30 € Ab
52,90 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Aluminium-Pipettenbüchsen zum Aufbewahren und Sterilisieren von Glaspipetten.
Mit Überstülpedeckel.

Der extra lange Deckel (17 cm) der Pipettenbüchse **2-2096** ermöglicht eine noch variablere Gesamtlänge.
Zum Schutz der Pipetten sind Boden und Deckel mit hitzebeständigem Silikon (bis +160°C) ausgekleidet.
Eingearbeitete Rillen erhöhen die Griffigkeit.

Material: tiefgezogenes Aluminium
Grundmaße: ca. 65 x 65 mm

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | 2-2096 |
| Hersteller (Marke) | neoLabLine |
| EAN | 4058072059750 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Material | Aluminium |
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Länge | 320 mm |
| Tiefe | 320 mm |
| TBST MAX | 160 °C |

