



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Edelstahldose mit Schraubdeckel, 20 ml

89,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Hochwertige Kleinbehälter aus Edelstahl V4A mit polierten Oberflächen.

Selbst ohne Dichtung wasserdicht.

Gratfreier Innenraum ohne Kanten und Ecken, daher gut zu reinigen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-2127
Hersteller (Marke)	neolab
EAN	4058072019136
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	38 mm
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Volumen	20 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	36 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel lebensmittelgeeignet elektrisch leitfähig
Farbe Verschluss/ Deckel	silber
Material Verschluss/ Deckel	Edelstahl
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe

