











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



neoLab® Edelstahldose mit Schraubdeckel, 50 ml

159,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Hochwertige Kleinbehälter aus Edelstahl V4A mit polierten Oberflächen.

Selbst ohne Dichtung wasserdicht.

Gratfreier Innenraum ohne Kanten und Ecken, daher gut zu reinigen.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	3-2128
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072019143
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	50 mm
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Volumen	50 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	42 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel lebensmittelgeeignet elektrisch leitfähig
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe
Farbe Verschluss/ Deckel	silber
Material Verschluss/ Deckel	Edelstahl

