




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® HDPE-Dose mit Schraubverschluss, 250 ml

**2,76 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Runddosen aus HDPE, natur,  
mit weißem Schraubverschluss aus PP mit PE-Schaumeinlage.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	3-2119
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072019075
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	70 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	250 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	88 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel
TBST MAX	80 °C
TBST MIN	-50 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

