




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® HDPE-Dose mit Schraubverschluss, 1000 ml

3,53 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Runddosen aus HDPE, natur,
mit weißem Schraubverschluss aus PP mit PE-Schaumeinlage.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-2122
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072019105
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	100 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	1000 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	154 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel
TBST MAX	80 °C
TBST MIN	-50 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

