




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Glasklare Runddose (PET), 250 ml, mit Schraubdeckel

**22,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Glasklare Runddosen aus PET mit weißem Schraubdeckel aus PP.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	3-2107
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072019020
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	83 mm
Farbe	transparent (klar)
Material	Polyethylenterephthalat (PET)
Volumen	250 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	66 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen

