




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schraubdeckeldosen 25 ml, 25 St./Pack

17,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Weißer Dosen aus PP mit dicht schließendem, rotem Schraubdeckel, als Musterverpackung oder zur Aufbewahrung von pulverigen oder flüssigen Medien, Kleinteilen, usw.
Autoklavierbar bis 121°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2177
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072060008
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	31 mm
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	25 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	41 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel
TBST MAX	110 °C
TBST MIN	-10 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Farbe Verschluss/ Deckel	rot
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

