



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Schraubdeckeldosen 1000 ml, 3 St./Pack

**18,60 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Weißer Dosen aus PP mit dicht schließendem, rotem Schraubdeckel, als Musterverpackung oder zur Aufbewahrung von pulverigen oder flüssigen Medien, Kleinteilen, usw.  
Autoklavierbar bis 121°C.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2182
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072060053
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	106 mm
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1000 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	128 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel
TBST MAX	110 °C
TBST MIN	-10 °C
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Farbe Verschluss/ Deckel	rot
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

