



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schraubdeckeldosen 1250 ml, 3 St./Pack

21,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Weißer Dosen aus PP mit dicht schließendem, rotem Schraubdeckel, als Musterverpackung oder zur Aufbewahrung von pulverigen oder flüssigen Medien, Kleinteilen, usw.
Autoklavierbar bis 121°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2183
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072060060
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	106 mm
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1250 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	159 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel
TBST MAX	110 °C
TBST MIN	-10 °C
Farbe Verschluss/ Deckel	rot
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

