



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Schraubdeckeldosen aus PS, 47 mm Ø,
30 mm hoch, 10 Stck./Pack**

**13,40 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Schraubdeckeldosen aus Polystyrol für die übersichtliche Aufbewahrung von Kleinteilen oder pulverförmigen Medien.
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +75°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6980
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072008345
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	47 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	50 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	30 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel
TBST MAX	75 °C
TBST MIN	-40 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (kristallklar)
Material Verschluss/ Deckel	Polystyrol (PS)

