



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Schraubdeckeldosen aus PS, 47 mm Ø, 40 mm hoch, 10 Stck./Pack

**4,69 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Schraubdeckeldosen aus Polystyrol für die übersichtliche Aufbewahrung von Kleinteilen oder pulverförmigen Medien.  
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +75°C

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-6981
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072008352
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	47 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	70 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	40 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel
TBST MAX	75 °C
TBST MIN	-40 °C
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (kristallklar)
Material Verschluss/ Deckel	Polystyrol (PS)
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

