



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schraubdeckeldosen aus PS, 47 mm Ø, 90 mm hoch, 10 Stck./Pack

7,34 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schraubdeckeldosen aus Polystyrol für die übersichtliche Aufbewahrung von Kleinteilen oder pulverförmigen Medien.
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +75°C

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------------------|---|
| Art.-Nr. | 2-6984 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072008383 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Durchmesser | 47 mm |
| Farbe | transparent (kristallklar) |
| Material | Polystyrol (PS) |
| Volumen | 150 ml |
| steril | Nein |
| Form | rund |
| Höhe | 90 mm |
| Typ Verschluss/ Deckel | Schraubverschluss |
| geeignet für | variable Anwendungen |
| Dosen und Büchsen Eigenschaften | mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel |
| TBST MAX | 75 °C |
| TBST MIN | -40 °C |
| Verschluss-/ Deckeleigenschaften | geschlossen |
| geeignet für Kühlung in | Gefrierschrank/ -truhe |
| Farbe Verschluss/ Deckel | transparent (kristallklar) |
| Material Verschluss/ Deckel | Polystyrol (PS) |

