




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wheaton Glasdose mit Kappe, 250 ml, 12 Stk/Pack

60,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Glasdosen aus Soda-Kalk-Glas Typ III, besonders beständig.

Ideal für Bodenproben oder Rückstellmuster, da die gerade Wandung eine mühelose Entleerung ermöglicht.

Die Schraubkappe hat eine PE-Einlage mit Teflon[®]-Beschichtung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WD-1835
Hersteller (Marke)	Wheaton
alte neoLab ArtikelNr.	9-0063
EAN	4058072427931
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 2
Volumen	250 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	88 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
DM Flasche	73 mm
DM Hals	70 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß
Gewinde	70-400 (US)
Halsweite	weit
Material Dichtung / Septum	Low-Density-Polyethylen (LDPE)
Material Flasche	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 2
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen

