



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene geradwandige PPCO-Weithalsdosen mit Verschluss 60 ml Case of 48 53 mm

108,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Nalgene™ geradwandige PPCO-Weithalsdosen mit Verschluss In den geradwandigen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsdosen können Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Laborzubehör lagern. Fassungsvermögen: 60 ml, 2 oz. Kapazität (metrisch): 60 ml Kapazität (angloamerikanisch): 2 oz. Farbe: Durchscheinend Innendurchmesser (metrisch) Hals: 44 mm Enthält: Polypropylen-Kappen Material: PPCO Halsinnendurchmesser (metrisch): 43 mm Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Geradwandiges Gefäß Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.9 in. Außendurchmesser (metrisch): 48 mm Klarheit: Durchscheinend Verschlussgröße: 53 mm Verschlusstyp: Kappe Höhe (angloamerikanisch): 1,7 in. Höhe (metrisch): 45 mm Öffnung: Weite Form: Rund Unit Size: Case of 48

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0399
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228721182
EAN	4058072219062
Bruttogewicht	1.413
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	60 ml
Ursprungsland	USA
Verpackungsvolumen	0.01500000 ccm
Zolltarifnummer	39231090

