



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**neolab® Versandgefäß 35 ml, 39 x 55 mm,  
Deckel beiliegend, 500 St./Pack**

**122,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

TWIN-Versandgefäße aus selektiertem, besonders klarsichtigen Polypropylen.

Mit dichtem Schraubverschluss.

Mit speziell abgerundetem Boden zur leichten Entnahme auch kleinerer Gewebeproben.

Stabiler Standfuß.

100 ml kann als Schutzgefäß für 50 ml dienen.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-0130
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072047511
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	39 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	35 ml
steril	Nein
Höhe	55 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)
TBST MAX	110 °C
TBST MIN	-10 °C

