



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Versandgefäß 50 ml, 39 x 74 mm,
Deckel beiliegend, 500 St./Pack**

**71,90 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

TWIN-Versandgefäße aus selektiertem, besonders klarsichtigen Polypropylen.

Mit dichtem Schraubverschluss.

Mit speziell abgerundetem Boden zur leichten Entnahme auch kleinerer Gewebeproben.

Stabiler Standfuß.

100 ml kann als Schutzgefäß für 50 ml dienen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0131
Hersteller (Marke)	neolab
EAN	4058072047528
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	39 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	50 ml
steril	Nein
Höhe	74 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel
TBST MAX	110 °C
TBST MIN	-10 °C
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)

