



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Versandgefäß 100 ml, 48 x 80 mm,
Deckel beiliegend, 250 St./Pack**

**74,80 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

TWIN-Versandgefäße aus selektiertem, besonders klarsichtigen Polypropylen.

Mit dichtem Schraubverschluss.

Mit speziell abgerundetem Boden zur leichten Entnahme auch kleinerer Gewebeproben.

Stabiler Standfuß.

100 ml kann als Schutzgefäß für 50 ml dienen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0132
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072047535
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	48 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	100 ml
steril	Nein
Höhe	80 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel
TBST MAX	110 °C
TBST MIN	-10 °C
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)

