




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Klappdeckel-Dosen 145 x 90 x 40 mm, 10 St./Pack

34,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Praktische Aufbewahrungsdosen aus durchsichtigem, glasklarem Polystyrol mit Klappdeckel.
Temperaturbeständig von -40°C bis +70°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1513
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072057183
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	522 ml
steril	Nein
Breite	145 mm
Form	rechteckig
Höhe	40 mm
Länge	90 mm
Tiefe	90 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Stülpverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
TBST MAX	70 °C
TBST MIN	-40 °C
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (kristallklar)
Material Verschluss/ Deckel	Polystyrol (PS)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

