



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Usbeck Dose mit Deckel aus 18/8, 400 ml

31,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Edelstahl-Dosen mit Knopfdeckel zur Aufbewahrung von empfindlichen Proben oder pastösem Material. Sie sind einfach zu reinigen, autoklavierbar und chemisch resistent.

Material: 18/8 Edelstahl

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	UB-0358
Hersteller (Marke)	Usbeck
alte neoLab ArtikelNr.	1-1181
EAN	4058072401597
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	85 mm
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Volumen	400 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	85 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Aufliegender Verschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel lebensmittelgeeignet elektrisch leitfähig
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Griff/ Knopf
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe
Farbe Verschluss/ Deckel	silber
Material Verschluss/ Deckel	Edelstahl

