



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Usbeck Dose mit Deckel aus 18/8, 700 ml

**37,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Edelstahl-Dosen mit Knopfdeckel zur Aufbewahrung von empfindlichen Proben oder pastösem Material. Sie sind einfach zu reinigen, autoklavierbar und chemisch resistent.

Material: 18/8 Edelstahl

## Zusätzliche Informationen

---

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Art.-Nr.                         | UB-0359   |
| Hersteller (Marke)               | Usbeck  |
| alte neoLab ArtikelNr.           | 1-1182  |
| EAN                              | 4058072401603   |
| Transporttemperatur              | Raumtemperatur  |
| autoklavierbar bei 121°C         | Ja  |
| Durchmesser                      | 100 mm  |
| Farbe                            | silber  |
| Material                         | Edelstahl   |
| Volumen                          | 700 ml  |
| steril                           | Nein  |
| Form                             | rund  |
| Höhe                             | 100 mm  |
| Typ Verschluss/ Deckel           | Aufliegender Verschluss   |
| geeignet für                     | variable Anwendungen  |
| Dosen und Büchsen Eigenschaften  | mit Verschluss/Deckel lebensmittelgeeignet elektrisch leitfähig |
| Verschluss-/ Deckeleigenschaften | mit Griff/ Knopf  |
| geeignet für Kühlung in          | Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe                              |
| Farbe Verschluss/ Deckel         | silber  |
| Material Verschluss/ Deckel      | Edelstahl   |

