




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Usbeck Dose mit Deckel aus 18/8, 1200 ml

46,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Edelstahl-Dosen mit Knopfdeckel zur Aufbewahrung von empfindlichen Proben oder pastösem Material. Sie sind einfach zu reinigen, autoklavierbar und chemisch resistent.

Material: 18/8 Edelstahl

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------------------|---|
| Art.-Nr. | UB-0360 |
| Hersteller (Marke) | Usbeck |
| alte neoLab ArtikelNr. | 1-1183 |
| EAN | 4058072401610 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Durchmesser | 120 mm |
| Farbe | silber |
| Material | Edelstahl |
| Volumen | 1200 ml |
| steril | Nein |
| Form | rund |
| Höhe | 120 mm |
| Typ Verschluss/ Deckel | Aufliegender Verschluss |
| geeignet für | variable Anwendungen |
| Dosen und Büchsen Eigenschaften | mit Verschluss/Deckel lebensmittelgeeignet elektrisch leitfähig |
| Verschluss-/ Deckeleigenschaften | mit Griff/ Knopf |
| geeignet für Kühlung in | Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe |
| Farbe Verschluss/ Deckel | silber |
| Material Verschluss/ Deckel | Edelstahl |

