



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Usbeck Dose mit Deckel aus 18/8, 2500 ml

**62,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Edelstahl-Dosen mit Knopfdeckel zur Aufbewahrung von empfindlichen Proben oder pastösem Material. Sie sind einfach zu reinigen, autoklavierbar und chemisch resistent.

Material: 18/8 Edelstahl

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	UB-0362
Hersteller (Marke)	Usbeck
alte neoLab ArtikelNr.	1-1185
EAN	4058072401634
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	150 mm
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Volumen	2500 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	150 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Aufliegender Verschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel lebensmittelgeeignet elektrisch leitfähig
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	mit Griff/ Knopf
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe
Farbe Verschluss/ Deckel	silber
Material Verschluss/ Deckel	Edelstahl

