



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Leitfähige Runddosen 52 x 67 mm (Ø x H), 10 Stck./Pack

24,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Leitfähige Verpackungs-Runddosen mit Schraubdeckel für alle Kleinteile, die sich nicht elektrostatisch aufladen dürfen (z.B. Elektronikmaterial).

Material: Liastat, Oberflächenwiderstand je nach Verarbeitungskriterien 10^3 bis 10^8 Ohm.

Farbe: schwarz

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1508
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072057138
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	52 mm
Farbe	Schwarz
Material	Liastat
Volumen	125 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	67 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel elektrisch leitfähig
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
Material Verschluss/ Deckel	Liastat

