











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



neoLab® Runddosen 35 x 13 mm, 10 Stck./Pack

7,39 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Runde Dosen mit dicht schließendem Deckel. Zur Probenaufbewahrung. Temperaturbeständig: -40°C bis +75°C.

Material: Polystyrol

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	2-1500
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072057053
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	35 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	12 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	13 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Aufliegender Verschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel
TBST MAX	70 °C
TBST MIN	-20 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (kristallklar)
Material Verschluss/ Deckel	Polystyrol (PS)

