



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neolab® Runddosen 36 x 29 mm, 10 Stck./Pack**

**8,57 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

Runde Dosen mit dicht schließendem Deckel. Zur Probenaufbewahrung.  
Temperaturbeständig: -40°C bis +75°C.  
Material: Polystyrol

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1502
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072057077
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	36 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	30 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	29 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Aufliegender Verschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel
TBST MAX	70 °C
TBST MIN	-20 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (kristallklar)
Material Verschluss/ Deckel	Polystyrol (PS)

