




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neolab® Runddosen 49 x 16 mm, 10 Stck./Pack**

**7,51 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

Runde Dosen mit dicht schließendem Deckel. Zur Probenaufbewahrung.  
Temperaturbeständig: -40°C bis +75°C.  
Material: Polystyrol

## Zusätzliche Informationen

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Art.-Nr.                         | 2-1503  |
| Hersteller (Marke)               | neoLab  |
| EAN                              | 4058072057084   |
| Transporttemperatur              | Raumtemperatur  |
| autoklavierbar bei 121°C         | Nein  |
| Durchmesser                      | 49 mm   |
| Farbe                            | transparent (kristallklar)  |
| Material                         | Polystyrol (PS)   |
| Volumen                          | 30 ml   |
| steril                           | Nein  |
| Form                             | rund  |
| Höhe                             | 16 mm   |
| Typ Verschluss/ Deckel           | Aufliegender Verschluss   |
| geeignet für                     | variable Anwendungen  |
| Dosen und Büchsen Eigenschaften  | mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel |
| TBST MAX                         | 70 °C   |
| TBST MIN                         | -20 °C  |
| Verschluss-/ Deckeleigenschaften | geschlossen   |
| geeignet für Kühlung in          | Gefrierschrank/ -truhe  |
| Farbe Verschluss/ Deckel         | transparent (kristallklar)  |
| Material Verschluss/ Deckel      | Polystyrol (PS)   |

