



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Runddosen 90 x 35 mm, 10 Stck./Pack

**36,90 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Runde Dosen mit dicht schließendem Deckel. Zur Probenaufbewahrung.
Temperaturbeständig: -40°C bis +75°C.
Material: Polystyrol

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1509
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072057145
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	90 mm
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	222 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	35 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Aufliegender Verschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel
TBST MAX	70 °C
TBST MIN	-20 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (kristallklar)
Material Verschluss/ Deckel	Polystyrol (PS)

