



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Glasdosen mit Bügelverschluss, 1550 ml, 221 mm hoch, 2 Stck./Pack

Sonderangebot

6,00 €

Normalpreis

9,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Glasdosen mit Glasdeckel und Bügelverschluss mit roter Gummidichtung.
Der Deckel ist fest mit dem Bügel-Scharnierverschluss verbunden.
Durch den fest einrastenden Verschluss wird ein ungewolltes Öffnen der Dose verhindert.
Der Gummiring sorgt für gute Dichtigkeit.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2268
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072060244
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Volumen	1550 ml
steril	Nein
Breite	100 mm
Form	quadratisch
Höhe	221 mm
Länge	100 mm
Tiefe	100 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Bügelverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel lebensmittelgeeignet dicht schließend
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (klar)
Material Verschluss/ Deckel	Kalk-Natron-Glas (Normalglas)

