



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




## Vitlab Kunststoffdose m. Scharnierdeckel, 25 ml, 24 x 72 mm

**1,50 €** Ab

**1,15 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

runde Dose aus PE, mit anhängendem Schnappdeckel

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LV-0921
Hersteller (Marke)	Vitlab
alte neoLab ArtikelNr.	E-4264
EAN	4058072296018
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	24 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	25 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	72 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schnappverschluss
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel dicht schließend
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (milchig)
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)

