



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657




Vitlab Kunststoffdose m. Scharnierdeckel, 50 ml, 30 x 74 mm

1,65 € Ab

1,27 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

runde Dose aus PE, mit anhängendem Schnappdeckel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LV-0922
Hersteller (Marke)	Vitlab
alte neoLab ArtikelNr.	E-4266
EAN	4058072296025
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	30 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	50 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	74 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schnappverschluss
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel dicht schließend
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (milchig)
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank

