



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657




Vitlab Kunststoffdose m. Scharnierdeckel, 5 ml, 15 x 50 mm

1,17 € Ab

0,90 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

runde Dose aus PE, mit anhängendem Schnappdeckel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LV-0924
Hersteller (Marke)	Vitlab
alte neoLab ArtikelNr.	E-4261
EAN	4058072296049
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	15 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	5 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	50 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schnappverschluss
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel dicht schließend
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (milchig)
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)

