



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Dosen 91 x 15 mm, Inhalt 13 ml, 10
Stck./Pack**

**12,50 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Luftdichte, leckagesichere Dosen mit anhängendem Deckel. Fest einrastender, dicht schließender Deckel mit 3-fachem Dichtungssystem. Für Probensammlung, Lagerung, Transport und Versand. Entsprechen folgenden USA-Vorschriften: I.M.S.; F.D.A.; U.S.D.A.; U.S.P. Die Maße beziehen sich jeweils auf die Innenhöhe sowie den oberen, inneren Durchmesser.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-5250
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072004514
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	15 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	13 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	91 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schnappverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel lebensmittelgeeignet HACCP-zertifiziert
TBST MAX	110 °C
TBST MIN	-10 °C
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (milchig)
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polypropylen (HDPP)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

