



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Probenaufbewahrungsdosen 240 ml, 75 x 70 mm, 10 Stck./Pack

Sonderangebot

**9,90 €**

Normalpreis

**14,85 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Luftdichte, leckagesichere Dosen mit anhängendem Deckel.

Fest einrastender, dicht schließender Deckel mit Dreifachdichtung.

Für Probensammlung, Lagerung, Transport und Versand.

Entsprechen folgenden USA-Vorschriften: I.M.S.; F.D.A.; U.S.D.A.; U.S.P.

Material: HDPP, autoklavierbar

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-5257
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072004569
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	75 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	240 ml
steril	Nein
Form	rund
Höhe	70 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schnappverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel lebensmittelgeeignet HACCP-zertifiziert
TBST MAX	110 °C
TBST MIN	-10 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (milchig)
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polypropylen (HDPP)

